

# ABS

SIRINGA PER CITO-ASPIRAZIONE

ASPIRATION SYRINGE

FUTUREMADEPRESENT



# ABS

## SIRINGA PER CITO-ASPIRAZIONE

### ASPIRATION SYRINGE

**ABS** è una siringa utilizzabile per biopsia istologica con tecnica Menghini (ABS con fermo) o per ago-aspirazione (ABS senza fermo).

#### Caratteristiche del dispositivo:

- connessione luer lock.
- alette che evitano l'utilizzo dei dispositivi a pistola.
- ottima manovrabilità.
- massima sensibilità.

**HS UNICA** is an automatic biopsy device for soft tissues that allows to obtain a cylindrical sample.

#### Device Features:

- luer lock connection.
- tabs make unnecessary gun devices.
- optimum manoeuvrability.
- maximum sensitiveness.

| CODE    | DIAMETER                   |    |
|---------|----------------------------|----|
| ABS20-B | 12ml – con fermo/with stop | 25 |
| ABS20   | 12ml                       | 25 |