

ABS

SIRINGA PER CITO-ASPIRAZIONE ASPIRATION SYRINGE

ABS è una siringa utilizzabile per biopsia istologica con tecnica Menghini (ABS con fermo) o per ago-aspirazione (ABS senza fermo).

Caratteristiche del dispositivo:

- connessione luer lock
- alette che evitano l'utilizzo dei dispositivi a pistola
- ottima manovrabilità
- massima sensibilità

ABS is a syringe for Menghini type biopsy (ABS with stop) or FNAC (ABS without stop).

Device Features:

- luer lock connection
- tabs that make gun devices unnecessary
- optimum manoeuvrability
- maximum sensitiveness

CODE	DESCRIPTION	BOX
ABS20-B	con fermo/with stop	25
ABS20		25

FUTUREMADEPRESENT

