

BMN I TYPE

AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE
BONE MARROW ASPIRATION NEEDLE

BMN I TYPE è un ago per aspirazione del midollo osseo (sterno/cresta iliaca).

Caratteristiche del dispositivo:

- ago con punta tipo Quincke centimetrato a doppia affilatura con impugnatura ergonomica che consente di distribuire la forza su tutto il palmo della mano e non localmente
- connettore luer lock per una connessione sicura della siringa
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con punta a becco di flauto
- sistema a vite completamente rimovibile che permette di variare la lunghezza utile dell'ago

BMN I TYPE is a sternal/iliac aspiration needle.

Device Features:

- *double cutting needle edge (Quincke type) with depth marks and with ergonomic grip (it ensures safe grip and manoeuvrability and force distribution on the palm of the hand)*
- *luer lock connector on the handle for secure syringe attachment*
- *removable stylet*
- *adjustable and removable needle stop to safety control depth of penetration*

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
I 1407M	14G	09-20-53-70mm	10
I 1408M	14G	19-30-63-80mm	10
I 1410M	14G	39-50-83-100mm	10
I 1507M	15G	09-20-53-70mm	10
I 1508M	15G	19-30-63-80mm	10
I 1510M	15G	39-50-83-100mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
I 1607M	16G	09-20-53-70mm	10
I 1610M	16G	39-50-83-100mm	10
I 1807M	18G	09-20-53-70mm	10
I 1810M	18G	39-50-83-100mm	10

FUTUREMADEPRESENT

