

AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA ED ALTRE APPLICAZIONI NEEDLE FOR FNAC AND OTHER APPLICATIONS

ECOJEKT è un ago universale con punta tipo Chiba.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago con punta a triplice affilatura, centimetrato, con fermo di profondità
- mandrino rimovibile con codice colore
- marker ecogeno interno (non presente sulle misure 25G)
- applicazioni: biopsia citologica, agoaspirazione, amniocentesi, villocentesi, prelievo di ovociti, prelievo di sangue fetale, alcolizzazione, puntura esplorativa, iniezione di mezzi di contrasto o altre sostanze

ECOJEKT is a universal needle with Chiba type tip.

Device Features:

- needle with triple sharpening tip, depth marks and depth stop
- removable colour coded stylet
- inner echogenic marker (absent on 25G items).
- intended uses: cytological biopsy, fine-needle aspiration, amniocentesis, chorionic villus sampling, oocyte pick-up, fetal blood sampling, alcoholization, exploratory puncture, contrast medium and other fluids injection

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
E1715	17G	150mm	20
E1720	17G	200mm	20
E1810	18G	100mm	20
E1815	18G	150mm	20
E1820	18G	200mm	20
E1825	18G	250mm	20
E1828	18G	280mm	20
E1907	19G	70mm	20
E1910	19G	100mm	20
E1915	19G	150mm	20
E1920	19G	200mm	20
E1930	19G	300mm	20
E2005	20G	50mm	20
E2007	20G	70mm	20
E2010	20G	100mm	20
E2012	20G	120mm	20
E2015	20G	150mm	20
E2018	20G	180mm	20
E2020	20G	200mm	20
E2030	20G	300mm	20
E2035	20G	350mm	20

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
E2107	21G	70mm	20
E2110	21G	100mm	20
E2112	21G	120mm	20
E2115	21G	150mm	20
E2118	21G	180mm	20
E2120	21G	200mm	20
E2130	21G	300mm	20
E2205	22G	50mm	20
E22075	22G	75mm	20
E2210	22G	100mm	20
E2212	22G	120mm	20
E2215	22G	150mm	20
E2218	22G	180mm	20
E2220	22G	200mm	20
E2310	23G	100mm	20
E2312	23G	120mm	20
E2315	23G	150mm	20
E2318	23G	180mm	20
E2320	23G	200mm	20
E2507	25G	70mm	20
E2510	25G	100mm	20

FUTUREMADEPRESENT

