

HS GENERAL PURPOSE KIT

KIT CON CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER KIT

HS GENERAL PURPOSE KIT è un KIT per uso generale con tecnica Seldinger.

Caratteristiche del dispositivo:

- catetere in poliuretano, flessibile, radiopaco, con rivestimento idrofilico, resistente al kinking e all'ostruzione
- punta rinforzata per evitare l'incamiciamento durante l'inserimento
- punta pigtail (2cm) rastremata con ampi fori
- disponibili modelli con "locking system"
- connettore luer lock
- include raddrizzatore per la punta e cannula di irrigidimento metallica a punta smussa
- eccellente capacità di drenaggio

HS GENERAL PURPOSE KIT include:

ago introduttore 18G, guida flessibile o tipo Lunderquist (teflonata, idroflica, con tratto terminale floppy e punta a "J" 3mm), dilatatori sequenziali con punta rastremata, raccordo di estensione con connettori luer lock, raccordo per sacca con connettori luer lock e ad imbuto, ago 22G per iniezione mezzo di contrasto, dispositivo di stabilizzazione, valvola per il lavaggio del catetere, telo per campo sterile, salvietta bianca, garze (5), rubinetto a tre vie, bisturi, applicatore con spugna.

Nella confezione è inclusa una bustina di gel sterile da 20g Aquasonic 100.

HS GENERAL PURPOSE KIT is a kit for general purpose with Seldinger technique.

Device Features:

- polyurethane catheter, flexible, radiopaque, with hydrophilic coating, kink and encrustation resistant
- reinforced tip to help prevent catheter from buckling during insertion
- 2cm pigtail tip with large holes
- "locking system" models available
- luer lock connector
- includes split straightener and metal cannula
- excellent flow rates

HS GENERAL PURPOSE KIT includes:

18G introducer needle, flexible or Lunderquist type guidewire (PTFE-coated, hydrophilic, with floppy and 3mm "J" tip), dilators, luer lock extension tube, funnel-luer lock adapter, 22G needle for contrast medium injection, catheter stabilizer, septum cap, drape, white drape, gauzes (5), three-way stopcock, scalpel, sponge applicator.

Into the box a 20g Aquasonic 100 gel sterile packet is included.

CODE	DIAMETER	WORKING LENGTH	BOX
<i>Non-locking catheters and flexible guidewire</i>			
HSGP0625KF	Fr. 6	240mm	1
HSGP0630KF	Fr. 6	290mm	1
HSGP0725KF	Fr. 7	240mm	1
HSGP0730KF	Fr. 7	290mm	1
HSGP0740KF	Fr. 7	390mm	1
HSGP0825KF	Fr. 8	240mm	1
HSGP0830KF	Fr. 8	290mm	1
HSGP0840KF	Fr. 8	390mm	1
HSGP1030KF	Fr. 10	290mm	1
HSGP1040KF	Fr. 10	390mm	1
HSGP1230KF	Fr. 12	290mm	1
HSGP1240KF	Fr. 12	390mm	1
HSGP1430KF	Fr. 14	290mm	1
HSGP1440KF	Fr. 14	390mm	1
HSGP1630KF	Fr. 16	290mm	1
HSGP1640KF	Fr. 16	390mm	1

CODE	DIAMETER	WORKING LENGTH	BOX
<i>Non-locking catheters and Lunderquist guidewire</i>			
HSGP0625KL	Fr. 6	240mm	1
HSGP0630KL	Fr. 6	290mm	1
HSGP0725KL	Fr. 7	240mm	1
HSGP0730KL	Fr. 7	290mm	1
HSGP0740KL	Fr. 7	390mm	1
HSGP0825KL	Fr. 8	240mm	1
HSGP0830KL	Fr. 8	290mm	1
HSGP0840KL	Fr. 8	390mm	1
HSGP1030KL	Fr. 10	290mm	1
HSGP1040KL	Fr. 10	390mm	1
HSGP1230KL	Fr. 12	290mm	1
HSGP1240KL	Fr. 12	390mm	1
HSGP1430KL	Fr. 14	290mm	1
HSGP1440KL	Fr. 14	390mm	1
HSGP1630KL	Fr. 16	290mm	1
HSGP1640KL	Fr. 16	390mm	1

CODE	DIAMETER	WORKING LENGTH	BOX
<i>Locking catheters and flexible guidewire</i>			
HSGPL0625KF	Fr. 6	240mm	1
HSGPL0630KF	Fr. 6	290mm	1
HSGPL0725KF	Fr. 7	240mm	1
HSGPL0730KF	Fr. 7	290mm	1
HSGPL0740KF	Fr. 7	390mm	1
HSGPL0825KF	Fr. 8	240mm	1
HSGPL0830KF	Fr. 8	290mm	1
HSGPL0840KF	Fr. 8	390mm	1
HSGPL1030KF	Fr. 10	290mm	1
HSGPL1040KF	Fr. 10	390mm	1
HSGPL1230KF	Fr. 12	290mm	1
HSGPL1240KF	Fr. 12	390mm	1
HSGPL1430KF	Fr. 14	290mm	1
HSGPL1440KF	Fr. 14	390mm	1
HSGPL1630KF	Fr. 16	290mm	1
HSGPL1640KF	Fr. 16	390mm	1

CODE	DIAMETER	WORKING LENGTH	BOX
<i>Locking catheters and Lunderquist guidewire</i>			
HSGPL0625KL	Fr. 6	240mm	1
HSGPL0630KL	Fr. 6	290mm	1
HSGPL0725KL	Fr. 7	240mm	1
HSGPL0730KL	Fr. 7	290mm	1
HSGPL0740KL	Fr. 7	390mm	1
HSGPL0825KL	Fr. 8	240mm	1
HSGPL0830KL	Fr. 8	290mm	1
HSGPL0840KL	Fr. 8	390mm	1
HSGPL1030KL	Fr. 10	290mm	1
HSGPL1040KL	Fr. 10	390mm	1
HSGPL1230KL	Fr. 12	290mm	1
HSGPL1240KL	Fr. 12	390mm	1
HSGPL1430KL	Fr. 14	290mm	1
HSGPL1440KL	Fr. 14	390mm	1
HSGPL1630KL	Fr. 16	290mm	1
HSGPL1640KL	Fr. 16	390mm	1