

# HARVEST NEEDLE

AGO PER ESPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO  
*BONE MARROW TRANSPLANT NEEDLE*

**HARVEST NEEDLE** è un ago per espianto con fori laterali.

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago con punta a corona e impugnatura ergonomica che consente di distribuire la forza su tutto il palmo della mano e non localmente, con cinque ampi fori laterali in prossimità della punta
- connettore luer lock per una connessione sicura della siringa
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con punta piramidale.
- mandrino di ricambio

**HARVEST NEEDLE** is a bone marrow transplant needle with lateral holes.

## Device Features:

- needle with crown tip and ergonomic grip (it ensures safe grip, manoeuvrability and force distribution on the palm of the hand) and five holes
- luer lock connector on the handle for secure syringe attachment
- removable stylet with pyramidal tip
- replacement stylet

| CODE       | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|------------|----------|--------|-----|
| ES 1110 PD | 11G      | 100mm  | 10  |
| ES 1310 PD | 13G      | 100mm  | 10  |



FORI LATERALI  
LATERAL HOLES

