

INTRO-KIT

SET PER L'INTRODUZIONE DI CATETERI PERCUTANEI

INTRODUCER SET

INTRO-KIT è un set per l'introduzione di cateteri percutanei in modo facile e accurato con tecnica Seldinger.

Caratteristiche del kit:

- ago introduttore 18G
- guida flessibile o tipo Lunderquist (teflonata, idrofilica, con tratto terminale floppy e punta a "J" 3mm)
- dilatatori sequenziali con punta rastremata.
- raccordo di estensione con connettori luer lock
- raccordo per sacca con connettori luer lock e ad imbuto
- ago 22G per iniezione mezzo di contrasto
- dispositivo di stabilizzazione
- valvola per il lavaggio del catetere

INTRO-KIT include:

telo per campo sterile, salvietta bianca, garze (5), rubinetto a tre vie, bisturi, applicatore con spugna. Nella confezione è inclusa una bustina di gel sterile da 20g Aquasonic 100.

INTRO KIT 3P è un set di introduzione per procedure extra-vascolari.

Caratteristiche del set:

- Ago con cannula a punta smussa, centimetrato, con fermo di profondità scorrevole, 21Gx150mm
- Introduttore coassiale 4/6Fr. in tre parti, con punta rastremata, con marker radiopaco in platino, con cannula di irrigidimento
- Guida in nitinol, con tratto terminale floppy, 0.018"x80cm, con punta radiopaca
- Guida in acciaio, teflonata, con tratto terminale floppy e punta a "J" (3mm), 0.035" o 0.038"x150cm

INTRO-KIT provides for easy, accurate, non-traumatic over-the-guidewire catheter placement.

Kit features:

- 18G introducer needle
- flexible or Lunderquist type guidewire (PTFE-coated, hydrophilic, with floppy and 3mm "J" tip)
- dilators
- luer lock extension tube
- funnel-luer lock adapter
- 22G needle for contrast medium injection
- catheter stabilizer
- septum cap

INTRO-KIT includes:

drape, white drape, gauzes (5), three-way stopcock, scalpel, sponge applicator.

Into the box a 20g Aquasonic 100 gel steril packet is included.

INTRO KIT 3P is an introducer set for extra vascular procedures.

Set features:

- 21Gx150mm needle, with blunt tip cannula, depth marks and sliding stopper
- 3 parts 4/6fr. coaxial introducer, with tapered tip, RO platinum marker and stiffening cannula
- 0.018"x80cm nitinol guidewire, with floppy ending and radiopaque tip
- 0.035" or 0.038"x150cm stainless steel guidewire, teflon coated, with floppy ending and "J" (3mm) tip

CODE	DESCRIPTION	BOX
Kit con guida flessibile/Kit with flexible guidewire		
INTRO8F	per catetere / for catheter Fr.8	5
INTRO10F	per catetere /for catheter Fr.10	5
INTRO12F	per catetere /for catheter Fr.12	5
INTRO14F	per catetere /for catheter Fr.14	5
Kit con guida Lunderquist/ Kit with Lunderquist type guidewire		
INTRO8L	per catetere /for catheter Fr.8	5
INTRO10L	per catetere /for catheter Fr.12	5
INTRO12L	per catetere /for catheter Fr.12	5
INTRO14L	per catetere /for catheter Fr.14	5

CODE	DESCRIPTION	BOX
INTRO3P	ago, introduttore coassiale, guida 0.018" needle, coaxial introducer, guidewire 0.018"	5
INTRO3P-35	ago, introduttore coassiale, guida 0.018", guida 0.035" needle, coaxial introducer, guidewire 0.018", guidewire 0.035"	5
INTRO3P-38	ago, introduttore coassiale, guida 0.018", guida 0.038" needle, coaxial introducer, guidewire 0.018", guidewire 0.038"	5

FUTUREMADEPRESENT

