

INTRODUCER NEEDLE

AGO INTRODUTTORE COASSIALE PER AGHI DA BIOPSIA E ALTRI DISPOSITIVI
COAXIAL INTRODUCER NEEDLE FOR BIOPSY NEEDLE AND OTHER DEVICES

INTRODUCER NEEDLE è un ago introduttore per procedure percutanee.

INTRODUCER NEEDLE is a coaxial introducer for percutaneous procedures.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato a punta smussa
- mandrino completamente estraibile a punta piramidale, con sistema di blocco

Device Features:

- needle with blunt tip, depth marks
- removable stylet with pyramidal tip and locking system

CODE	DESCRIPTION	BOX
IN 1405 N	50mm introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	20
IN 14075 N	75mm introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	20
IN 14100 N	100mm introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	20
IN 14150 N	150mm introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	20
IN 1605 N	50mm introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	20
IN 16075 N	75mm introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	20
IN 16100 N	100mm introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	20
IN 16150 N	150mm introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	20
IN 1805 N	50mm introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	20
IN 18075 N	75mm introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	20
IN 18100 N	100mm introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	20
IN 18150 N	150mm introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	20
IN 18200 N	200mm introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	20
IN 1605 N UN	50mm per/for HS UNICA 16G	20
IN 16100 N UN	100mm per/for HS UNICA 16G	20
IN 16150 N UN	150mm per/for HS UNICA 16G	20
IN 16200 N UN	200mm per/for HS UNICA 16G	20
IN 1805 N UN	50mm per/for HS UNICA 18G	20
IN 18100 N UN	100mm per/for HS UNICA 18G	20
IN 18150 N UN	150mm per/for HS UNICA 18G	20
IN 18200 N UN	200mm per/for HS UNICA 18G	20
IN 14075 N MW	75mm per/for AMICA-PROBE 14G	20
IN 14100 N MW	100mm per/for AMICA-PROBE 14G	20
IN 16075 N MW	75mm per/for AMICA-PROBE 16G	20
IN 16100 N MW	100mm per/for AMICA-PROBE 16G	20

Consigliamo di utilizzare un introduttore più corto di 50mm rispetto all'ago.
The introducer needle length should be 50mm shorter than the needle length.

FUTUREMADEPRESENT

