

MB SET

DISPOSITIVO PER AGO-ASPIRAZIONE

DEVICE FOR FNAC

MB SET è un dispositivo per ago-aspirazione della mammella e della tiroide.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato con punta lancet
- siringa con alette che evita l'utilizzo dei dispositivi "a pistola"
- ottima manovrabilità
- massima sensibilità

MB SET is a device for breast and thyroid FNAC.

Device Features:

- lancet needle with depth marks
- syringe with tabs that make gun devices unnecessary
- optimum manoeuvrability
- maximum sensitiveness

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
MB 2005	20G	50mm	20
MB 2007	20G	70mm	20
MB 2205	22G	50mm	20

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
MB 2207	22G	70mm	20
MB 2505	25G	50mm	20

FUTUREMADEPRESENT

