

# MULTI FLOW

## INFUSORI ELASTOMERICI A FLUSSO VARIABILE

Multi Flow eroga con precisione e costanza ai flussi prescelti. Il deflussore è composto da 4 linee infusionali, separate ed indipendenti.

La loro combinazione ed esclusione, grazie al dispositivo denominato "selettore", determina il flusso desiderato.

Il selettore è provvisto di una chiave di sicurezza che blocca il flusso all'infusione desiderata. La chiave di sicurezza evita manomissioni e/o possibili dislocamenti durante i movimenti del paziente. La chiave deve essere reinserita se si desidera cambiare la velocità di flusso.

### *Le sue principali caratteristiche sono:*

- Possibilità di scegliere 11 flussi in un unico elastomero
- Contenitore rigido, graduato, non deformabile e trasparente. Consente l'ispezione visiva del palloncino
- Linea infusionale regolatrice di flusso anti-ingincchiamento, antitorsione, schermata, assemblata al dispositivo, lunghezza 90 cm
- Via di riempimento antirecupero farmaco con attacco luer-lock e cappuccio protettivo
- Filtro interno da 5 micron
- Reservoir in puro silicone
- Blocco di sicurezza
- Rubinetto a 3 vie
- Sistema di fissaggio
- Precisione +/- 10%
- Assenza di lattice e di PVC



## MULTIFLOW [Box 5 pcs]

Codice	Flusso	Capacità
MFIBLU	ml/h 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 7,5	100
MFIPINK	ml/h 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 - 12 - 14 - 15	100

  

Codice	Flusso	Capacità
MF3BLU	ml/h 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 7,5	300
M F3 PIN K	ml/h 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 - 12 - 14 - 15	300