

NEW LUMBAR SET

SET PER PUNTURA LOMBARE DIAGNOSTICA

Con il set per puntura lombare diagnostica la procedura diventa più semplice, più veloce e meno traumatica per il paziente....

Caratteristiche:

- Ago spinale con punta quincke completo di rubinetto a tre vie ed impugnatura trasparente assemblati al cono dell'ago.
- Completo di mandrino perfettamente accoppiato all'ago.
- Il set è completo di manometro centimetrato flessibile e/o rigido.
- Provetta.

NEW LUMBAR SET (Manometro flessibile)			Box 1 Opz.	NEW LUMBAR SET (Manometro rigido)		
CODICE	Diam.	Lung.	CODICE	Diam.	Lung.	
WAYSET1909F	19G	90mm	WAYSET1909R	19G	90mm	
WAYSET2004F	20G	40mm	WAYSET2004R	20G	40mm	
WAYSET2107F	21G	70mm	WAYSET2107R	21G	70mm	
WAYSET2109F	21G	90mm	WAYSET2109R	21G	90mm	
WAYSET2206F	22G	60mm	WAYSET2206R	22G	60mm	
WAYSET2304F	23G	40mm	WAYSET2304R	23G	40mm	
WAYSET2306F	23G	60mm	WAYSET2306R	23G	60mm	

3 WAY JEKT

AGO SPINALE

Caratteristiche:

- Ago spinale con punta quincke completo di rubinetto a tre vie ed impugnatura trasparente assemblati al cono dell'ago.
- Completo di mandrino perfettamente accoppiato all'ago.

CODICE	Diametro	Lunghezza	Box
WAY 1807	18G	70mm	25
WAY 1809	18G	90mm	25
WAY 1907	19G	70mm	25
WAY 1909	19G	90mm	25
WAY 2004	20G	40mm	25
WAY 2007	20G	70mm	25
WAY 2009	20G	90mm	25
WAY 2107	21G	70mm	25
WAY 2109	21G	90mm	25
WAY 2206	22G	60mm	25
WAY 2207	22G	70mm	25
WAY 2209	22G	90mm	25
WAY 2304	23G	40mm	25
WAY 2306	23G	60mm	25
WAY 2307	23G	70mm	25



CE0373

PUNTURA LOMBARE



H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

Via delle Valli snc -04011 Aprilia (LT)
Tel. 069201961 Fax 0692727871 Fax Uff. ordini 069275519
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com