

PEIT NEEDLE

AGO PER ALCOLIZZAZIONE
ALCOHOLIZATION NEEDLE

PEIT NEEDLE è un ago per iniezione percutanea di etanolo.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago a punta chiusa piramidale con 3 o 6 fori laterali disposti a 120° (consente una necrosi completa)
- ago guida
- raccordo con connettore luer lock per la connessione di una siringa

PEIT NEEDLE is intended for percutaneous ethanol injection therapy.

Device Features:

- needle with closed pyramidal tip and 3 or 6 lateral holes spaced by 120° (it allows a complete necrosis)
- needle guide
- extension tube with luer lock connector for syringe connection

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
PEIT2108	21G	80mm	10
PEIT2115	21G	150mm	10
PEIT2120	21G	200mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
PEIT2115-6	21G	150mm	10
PEIT2120-6	21G	200mm	10

