

# TOP CUT® M

AGO TRU-CUT PER BIOPSIA ISTOLOGICA  
TRU-CUT NEEDLE FOR HISTOLOGICAL BIOPSY

**TOP CUT M** è un ago a ghigliottina per il dispositivo automatico riutilizzabile Bard® Magnum®.

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato con codice colore
- mandrino rimovibile con intaglio da 18mm
- avanzamento 22mm
- distanziatore per il corretto posizionamento dell'ago all'interno della pistola

**TOP CUT M** is a tru-cut needle intended to be used with Bard® Magnum® biopsy gun.


## Device Features:

- colour coded needle with depth marks
- 18mm sample notch removable stylet
- 22mm penetration depth
- spacer for easier positioning of the needle into the biopsy gun

| CODE       | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|------------|----------|--------|-----|
| TOP 1410 M | 14G      | 100mm  | 20  |
| TOP 1413 M | 14G      | 130mm  | 20  |
| TOP 1416 M | 14G      | 160mm  | 20  |
| TOP 1420 M | 14G      | 200mm  | 20  |
| TOP 1610 M | 16G      | 100mm  | 20  |
| TOP 1613 M | 16G      | 130mm  | 20  |
| TOP 1616 M | 16G      | 160mm  | 20  |
| TOP 1620 M | 16G      | 200mm  | 20  |
| TOP 1810 M | 18G      | 100mm  | 20  |

| CODE       | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|------------|----------|--------|-----|
| TOP 1813 M | 18G      | 130mm  | 20  |
| TOP 1816 M | 18G      | 160mm  | 20  |
| TOP 1820 M | 18G      | 200mm  | 20  |
| TOP 1825 M | 18G      | 250mm  | 20  |
| TOP 1830 M | 18G      | 300mm  | 20  |

BARD e MAGNUM sono marchi registrati dalla C.R. BARD, Inc.  
BARD and MAGNUM are C.R. BARD, Inc. registered trademarks



TRU-CUT Type

