

TOP CUT®

AGO TRU-CUT PER BIOPSIA ISTOLOGICA
TRU-CUT NEEDLE FOR HISTOLOGICAL BIOPSY

TOP CUT è un ago a ghigliottina per i dispositivi automatici riutilizzabili HS GUN 03, BB GUN e PRO-MAG.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato con codice colore
- mandrino rimovibile con intaglio da 18mm
- distanziatore per il corretto posizionamento dell'ago all'interno della pistola
- avanzamento 22mm
- marker ecogeno interno

TOP CUT is a tru-cut needle intended to be used with HS GUN 03, BB GUN and PRO-MAG biopsy guns.

Device Features:

- colour coded needle with depth marks
- 18mm sample notch removable stylet
- spacer for easier positioning of the needle into the biopsy gun
- 22mm penetration depth
- inner echogenic marker

COD	DIAMETER	LENGTH	BOX
TOP 1410	14G	100mm	20
TOP 1415	14G	150mm	20
TOP 1420	14G	200mm	20
TOP 1610	16G	100mm	20
TOP 1615	16G	150mm	20
TOP 1620	16G	200mm	20
TOP 1625	16G	250mm	20
TOP 1810	18G	100mm	20
TOP 1815	18G	150mm	20
TOP 1820	18G	200mm	20
TOP 1825	18G	250mm	20
TOP 1830	18G	300mm	20

PRO-MAG™ è un marchio della Argon Medical
PRO-MAG™ is a Argon Medical trademark



TRU-CUT Type

