

BIOMOL SOFT

ACCESSORIO PER BIOMOL

ACCESSORY DEVICE FOR BIOMOL



FUTUREMADEPRESENT

BIOMOL SOFT

ACCESSORIO PER BIOMOL

ACCESSORY DEVICE FOR BIOMOL

BIOMOL SOFT è un accessorio monouso per rendere l'aspirazione del dispositivo per biopsia semiautomatico Biomol più lenta ed efficace e meno traumatica.

Caratteristiche del dispositivo:

- sistema di incastro per Biomol
- alette laterali per la preparazione del dispositivo
- possibilità di disattivazione per ritardare la retractione del pistone rispetto alla pressione del pulsante del Biomol.

***BIOMOL SOFT** is a single use accessory to be used with the Biomol semiautomatic biopsy device, to make the aspiration less traumatic and more slow and effective.*

Device Features:

- connection system for Biomol
- lateral wings for device activation
- possibility to deactivate the device to delay the plunger withdrawing.

CODE	BOX
BMSOFT.....	5