

# BMN I TYPE

AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE

*BONE MARROW ASPIRATION NEEDLE*



FUTUREMADEPRESENT

# BMN I TYPE

AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE  
BONE MARROW ASPIRATION NEEDLE

**BMN I TYPE** è un ago per aspirazione del midollo osseo (sterno/cresta iliaca).

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago con punta tipo Quincke a doppia affilatura per una facile penetrazione del tessuto osseo, con impugnatura ergonomica che consente di distribuire la forza su tutto il palmo della mano e non localmente.
- connettore luer lock per una connessione sicura della siringa.
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con punta a becco di flauto.
- sistema a vite completamente rimovibile che permette di variare la lunghezza utile dell'ago.

**BMN I TYPE** is a sternal/iliac aspiration needle.

## Device Features:

- *double cutting needle edge (Quincke type) to facilitate bone penetration, with ergonomic grip (it ensures safe grip and manoeuvrability and force distribution on the palm of the hand).*
- *luer lock connector on the handle for secure syringe attachment.*
- *removable stylet.*
- *adjustable and removable needle stop to safely control depth of penetration.*

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
I 1407M	14G	09-20-53-70mm	10
I 1408M	14G	19-30-63-80mm	10
I 1410M	14G	39-50-83-100mm	10
I 1507M	15G	09-20-53-70mm	10
I 1508M	15G	19-30-63-80mm	10
I 1510M	15G	39-50-83-100mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
I 1607M	16G	09-20-53-70mm	10
I 1610M	16G	39-50-83-100mm	10
I 1807M	18G	09-20-53-70mm	10
I 1810M	18G	39-50-83-100mm	10