

DILATATORE

DILATATORE SEQUENZIALE

SEQUENTIAL DILATOR



FUTUREMADEPRESENT

DILATATORE

DILATATORE SEQUENZIALE
SEQUENTIAL DILATOR

DILATATORE è un accessorio per l'introduzione di cateteri percutanei.

Caratteristiche del dispositivo:

- dilatatore radiopaco.
- punta rastremata.
- connettore luer lock indicazione della misura.

DILATATORE is intended to be used for percutaneous catheter introduction.

Device Features:

- radiopaque dilator.
- tapered tip.
- luer lock connector with size indication.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
D 0420	Fr.4	200mm	10
D 0520	Fr.5	200mm	10
D 0620	Fr.6	200mm	10
D 0720	Fr.7	200mm	10
D 0820	Fr.8	200mm	10
D 0920	Fr.9	200mm	10
D 1020	Fr.10	200mm	10
D 1120	Fr.11	200mm	10
D 1220	Fr.12	200mm	10
D 1320	Fr.13	200mm	10
D 1420	Fr.14	200mm	10
D 1520	Fr.15	200mm	10
D 1620	Fr.16	200mm	10