

DRAIN BAG

SACCA DI RACCOLTA

DRAINAGE SYSTEM



FUTUREMADEPRESENT

DRAIN BAG

SACCA DI RACCOLTA
DRAINAGE SYSTEM

DRAIN BAG è una sacca di raccolta a gravità per ascessi e altri fluidi.

Caratteristiche del dispositivo:

- raccordo di connessione in silicone (UREB600) o PVC morbido (UREB600LM) con connettore luer lock.
- scala graduata.
- valvola anti-reflusso.
- valvola di scarico.
- cinturino paziente in cotone (UREB600) o plastica (UREB600LM).

DRAIN BAG is a gravity drainage bag for abscess and other fluids.

Device Features:

- stretchable silicone (UREB600) or soft PVC (UREB600LM) connector tube with luer lock.
- graduated scale.
- anti-reflux valve.
- empty port.
- elastic cloth belt (UREB600) or plastic belt (UREB600LM) for attachment to patient.

CODE	DIAMETER	BOX
UREB600	600ml	20
UREB600LM	600ml	20