

# ECOJEKT<sup>®</sup> BS

AGO INTRODUTTORE

*INTRODUCER NEEDLE*

FUTUREMADEPRESENT



# ECOJEKT® BS

AGO INTRODUTTORE  
INTRODUCER NEEDLE

ECOJEKT® BS è un accessorio per l'introduzione di cateteri percutanei.

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago a punta smussa, centimetrato, ben visibile sotto guida ecografica.
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con codice colore e punta a becco di flauto o piramidale.

ECOJEKT® BS is intended to be used for percutaneous catheter introduction.

## Device Features:

- needle with blunt tip and depth marks with a good US visibility.
- removable colour coded stylet with whistle type tip or pyramidal type tip.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
Ago con mandrino con punta a becco di flauto Stylet with whistle type tip			
EBS1815	18G	150mm	10
EBS1820	18G	200mm	10
EBS2020	20G	200mm	10
EBS2120	21G	200mm	10
EBS2220	22G	200mm	10
Ago con mandrino con punta piramidale Stylet with pyramidal type tip			
EBSP1805	18G	50mm	10
EBSP1810	18G	100mm	10
EBSP1815	18G	150mm	10