

ECOJEKT DIVA

AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA ED ALTRE APPLICAZIONI

NEEDLE FOR FNAC AND OTHER APPLICATIONS



DETTAGLIO DELLA PUNTA
TIP DETAIL



ECOJEKT DIVA

AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA ED ALTRE APPLICAZIONI
NEEDLE FOR FNAC AND OTHER APPLICATIONS

ECOJEKT DIVA è un ago con punta tipo Chiba a diametro variabile. Esso è caratterizzato da una variazione di 2G tra il diametro della punta e quello del corpo della cannula. Ciò consente di pungere il bersaglio con un diametro piccolo ma con la garanzia di stabilità e precisione.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago ultra sottile con punta a doppia affilatura, centimetrato, con fermo di profondità.
- mandrino rimovibile con codice colore.
- marker ecogeno interno.
- applicazioni: biopsia citologica, agoaspirazione, amniocentesi, villocentesi, prelievo di ovociti, prelievo di sangue fetale, alcolizzazione, puntura esplorativa, iniezione di mezzi di contrasto o altre sostanze.
- evita sanguinamento e seeding

ECOJEKT DIVA is a needle with Chiba type tip and variable diameter. It features a 2G difference between the tip diameter and the cannula diameter, allowing to reach the target with a little diameter and guaranteeing stability and precision.

Device Features:

- extra-thin-walled needle with double sharpening tip, depth marks and depth stop.
- removable colour coded stylet.
- inner echogenic marker.
- intended uses: cytological biopsy, fine-needle aspiration, amniocentesis, chorionic villus sampling, oocyte pick-up, fetal blood sampling, percutaneous, alcoholization, exploratory puncture, contrast medium and other fluids injection.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
DIVA2010	18/20G	100mm	10
DIVA2015	18/20G	150mm	10
DIVA2020	18/20G	200mm	10
DIVA2107	19/21G	70mm	10
DIVA2110	19/21G	100mm	10
DIVA2115	19/21G	150mm	10
DIVA2120	19/21G	200mm	10
DIVA2205	20/22G	50mm	10
DIVA2210	20/22G	100mm	10
DIVA2215	20/22G	150mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
DIVA2220	20/22G	200mm	10
DIVA2307	21/23G	70mm	10
DIVA2310	21/23G	100mm	10
DIVA2315	21/23G	150mm	10
DIVA2320	21/23G	200mm	10
DIVA2407	22/24G	70mm	10
DIVA2410	22/24G	100mm	10
DIVA2415	22/24G	150mm	10
DIVA2420	22/24G	200mm	10
DIVA2608	24/26G	80mm	10