

ECOLED

AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA
ED ALTRE APPLICAZIONI

*NEEDLE FOR FNAC
AND OTHER APPLICATIONS*

FUTUREMADEPRESENT



ECOLED

AGO PER BIOPSIA CITOLOGICA ED ALTRE APPLICAZIONI
NEEDLE FOR FNAC AND OTHER APPLICATIONS

ECOLED è un ago universale con punta tipo Chiba.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago con punta a doppia affilatura, centimetrato, con fermo di profondità.
- mandrino rimovibile con codice colore.
- marker ecogeno interno.
- applicazioni: biopsia citologica, agoaspirazione, amniocentesi, villocentesi, prelievo di ovociti, prelievo di sangue fetale, alcolizzazione, puntura esplorativa, iniezione di mezzi di contrasto o altre sostanze.

ECOLED is a universal needle with Chiba type tip.

Device Features:

- needle with double sharpening tip, depth marks and depth stop
- removable colour coded stylet.
- inner echogenic marker.
- intended uses: cytological biopsy, fine-needle aspiration, amniocentesis, chorionic villus sampling, oocyte pick-up, fetal blood sampling, percutaneous, alcoholization, exploratory puncture, contrast medium and other fluids injection.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
EC1810	18G	100mm	10
EC1815	18G	150mm	10
EC1820	18G	200mm	10
EC1915	19G	150mm	10
EC1920	19G	200mm	10
EC2010	20G	100mm	10
EC2012	20G	120mm	10
EC2015	20G	150mm	10
EC2020	20G	200mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
EC2107	21G	70mm	10
EC2110	21G	100mm	10
EC2112	21G	120mm	10
EC2115	21G	150mm	10
EC2120	21G	200mm	10
EC2207	22G	70mm	10
EC2210	22G	100mm	10
EC2212	22G	120mm	10
EC2215	22G	150mm	10
EC2220	22G	200mm	10