

# FLEX-FLEX

FILO GUIDA FLESSIBILE

*FLEXIBLE GUIDEWIRE*



# FLEX-FLEX

FILO GUIDA FLESSIBILE  
FLEXIBLE GUIDEWIRE

**FLEX-FLEX** è una guida per l'introduzione di cateteri percutanei.

#### Caratteristiche della guida:

- guida flessibile, teflonata, idrofilica.
- tratto terminale flessibile (floppy) con punta a "J" (raggio 3mm).
- completa di contenitore "protegg-guida" trasparente con dispositivo di posizionamento.

**FLEX-FLEX** is an automatic biopsy device for soft tissues that allows to obtain a cylindrical sample.

#### Guidewire features:

- hydrophilic flexible guidewire, PTFE-coated.
- floppy and 3mm "J" tip.
- with guidewire protector e positioning device.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
GFJ18100-H	0.018"	1000mm	10
GFJ32100-H	0.032"	1000mm	10
GFJ35100-H	0.035"	1000mm	10
GFJ38100-H	0.038"	1000mm	10