


HS GENERAL PURPOSE MINIPIGTAIL

CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO

PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER



HS GENERAL PURPOSE MINIPIGTAIL

CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO

PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER

HS GENERAL PURPOSE MINIPIGTAIL è un catetere per uso generale con tecnica diretta o Seldinger.

Caratteristiche del dispositivo:

- catetere realizzato in poliuretano, flessibile, radiopaco, con rivestimento idrofilico, resistente al kinking e all'ostruzione
- particolare disegno del lume interno che evita l'incamiciamento durante l'inserimento e facilita il ritiro della cannula di irrigidimento
- punta pigtail (1cm) rastremata con ampi fori
- "locking system" per il blocco del pigtail
- connettore luer lock
- raddrizzatore per la punta, mandrino a punta piramidale e cannula di irrigidimento metallica a punta smussa
- eccellente capacità di drenaggio.

HS GENERAL PURPOSE MINIPIGTAIL is a general purpose catheter intended to be used with one-shot or Seldinger technique.

Device Features:

- polyurethane catheter, flexible, radiopaque, with hydrophilic coating, kink and encrustation resistant
- reinforced tip to help prevent catheter from buckling during insertion
- 1cm pigtail tip with large holes
- locking mechanism for pigtail tip
- luer lock connector
- includes split straightener, trocar and metal cannula
- excellent flow rates.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
HSGPML0620	Fr. 6	190mm	5
HSGPML0625	Fr. 6	240mm	5
HSGPML0830	Fr. 8	290mm	5
HSGPML1030	Fr. 10	290mm	5

* lunghezza operativa/working length

I cateteri Fr.6 accettano guide 0.035"/Fr.6 catheters accept guidewire 0.035"
I cateteri Fr.8-10 accettano guide 0.038"/Fr.8-10 catheters accept guidewire 0.038".