



HS NEPHRO CATHETER

CATETERE PER DRENAGGIO NEFROSTOMICO

NEPHROSTOMY DRAINAGE CATHETER



HS[®]
FUTUREMADEPRESENT

HS NEPHRO CATHETER

CATETERE PER DRENAGGIO NEFROSTOMICO
NEPHROSTOMY DRAINAGE CATHETER

HS NEPHRO CATHETER è un catetere per drenaggio nefrostomico.

Caratteristiche del dispositivo:

- catetere realizzato in poliuretano, flessibile, radiopaco, con rivestimento idrofilico, resistente al kinking e all'ostruzione
- particolare disegno del lume interno che evita l'incamiciamento durante l'inserimento e facilita il ritiro della cannula di irrigidimento
- punta pigtail (2cm) rastremata con ampi fori
- "locking system" per il blocco del pigtail
- connettore luer lock
- raddrizzatore per la punta, cannula di irrigidimento metallica a punta smussa e cannula flessibile
- eccellente capacità di drenaggio.

HS NEPHRO CATHETER is a nephrostomy drainage catheter.

Device Features:

- polyurethane catheter, flexible, radiopaque, with hydrophilic coating, kink and encrustation resistant
- reinforced tip to help prevent catheter from buckling during insertion
- 2cm pigtail tip with large holes
- locking mechanism for pigtail tip
- luer lock connector
- includes split straightener, metal cannula and flexible cannula
- excellent flow rates.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
Cateteri senza locking system/Non-locking catheters			
HSNP0740	Fr. 7	390mm	5
HSNP0750	Fr. 7	490mm	5
HSNP0840	Fr. 8	390mm	5
HSNP0850	Fr. 8	490mm	5
HSNP1040	Fr. 10	390mm	5
HSNP1050	Fr. 10	490mm	5
HSNP1240	Fr. 12	390mm	5
HSNP1250	Fr. 12	490mm	5
HSNP1440	Fr. 14	390mm	5
HSNP1450	Fr. 14	490mm	5

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
Cateteri con locking system /Locking catheters			
HSNPL0740	Fr. 7	390mm	5
HSNPL0750	Fr. 7	490mm	5
HSNPL0840	Fr. 8	390mm	5
HSNPL0850	Fr. 8	490mm	5
HSNPL1040	Fr. 10	390mm	5
HSNPL1050	Fr. 10	490mm	5
HSNPL1240	Fr. 12	390mm	5
HSNPL1250	Fr. 12	490mm	5
HSNPL1440	Fr. 14	390mm	5
HSNPL1450	Fr. 14	490mm	5

* lunghezza operativa/working length

I cateteri Fr.6-7 accettano guide 0.035"/Fr.6-7 catheters accept guidewire 0.035".
I cateteri Fr.8-14 accettano guide 0.038"/Fr.8-14 catheters accept guidewire 0.038".