

# HS NEPHRO MALECOT

CATETERE PER DRENAGGIO NEFROSTOMICO

NEPHROSTOMY DRAINAGE CATHETER



FUTUREMADEPRESENT

# HS NEPHRO MALECOT

CATETERE PER DRENAGGIO NEFROSTOMICO

NEPHROSTOMY DRAINAGE CATHETER

**HS NEPHRO MALECOT** è un catetere Malecot per drenaggio nefrostomico.

## Caratteristiche del dispositivo:

- catetere realizzato in poliuretano, flessibile, radiopaco, con rivestimento idrofilico, resistente al kinking e all'ostruzione
- particolare disegno del lume interno che evita l'incamiciamento durante l'inserimento e facilita il ritiro della cannula di irrigidimento
- punta Malecot
- connettore luer lock
- mandrino e cannula di irrigidimento metallica a punta smussa per il modello per puntura diretta, cannula flessibile e cannula di irrigidimento metallica a punta smussa per il modello per tecnica Seldinger
- eccellente capacità di drenaggio.

**HS NEPHRO MALECOT** is an automatic biopsy device for soft tissues that allows to obtain a cylindrical sample.

## Device Features:

- polyurethane catheter, flexible, radiopaque, with hydrophilic coating, kink and encrustation resistant
- reinforced tip to help prevent catheter from buckling during insertion
- Malecot type tip
- luer lock connector
- includes trocar and metal cannula (direct puncture) or flexible and metal cannula (Seldinger technique)
- excellent flow rates.

| CODE            | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|-----------------|----------|--------|-----|
| Direct puncture |          |        |     |
| HSNM0630        | Fr. 6    | 290mm  | 5   |
| HSNM0730        | Fr. 7    | 290mm  | 5   |
| HSNM0830        | Fr. 8    | 290mm  | 5   |
| HSNM1030        | Fr. 10   | 290mm  | 5   |
| HSNM1230        | Fr. 12   | 290mm  | 5   |
| HSNM1430        | Fr. 14   | 290mm  | 5   |
| HSNM1630        | Fr. 16   | 290mm  | 5   |

| CODE                | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|---------------------|----------|--------|-----|
| Seldinger technique |          |        |     |
| HSNM0630S           | Fr. 6    | 290mm  | 5   |
| HSNM0730S           | Fr. 7    | 290mm  | 5   |
| HSNM0830S           | Fr. 8    | 290mm  | 5   |
| HSNM1030S           | Fr. 10   | 290mm  | 5   |
| HSNM1230S           | Fr. 12   | 290mm  | 5   |
| HSNM1430S           | Fr. 14   | 290mm  | 5   |
| HSNM1630S           | Fr. 16   | 290mm  | 5   |

\* lunghezza operativa/working length