

HS TRAPSYSTEM® TRAY

KIT PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE
CON DISPOSITIVO TRAPSYSTEM®

*BONE MARROW BIOPSY KIT
WITH TRAPSYSTEM® DEVICE*



HS®
FUTUREMADEPRESENT

HS TRAPSYSTEM® TRAY

KIT PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE CON DISPOSITIVO TRAPSYSTEM®
BONE MARROW BIOPSY KIT WITH TRAPSYSTEM® DEVICE

HS TRAPSYSTEM® TRAY è un kit per biopsia osteomidollare con dispositivo TRAPSYSTEM® SET.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago tipo Jamshidi rastremato, centimetrato, con punta a bocca di pesce per una facile penetrazione del tessuto osseo, con impugnatura ergonomica con connettore luer lock che consente di distribuire la forza su tutto il palmo della mano e non localmente.
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con punta piramidale a tre facce.
- dispositivo Trapsystem, privo di punta, disegnato per scorrere all'interno dell'ago Jamshidi, caratterizzato da una scanalatura che consente di imprigionare il frustolo, eliminando la manovra di lussazione.
- filo di estrazione a punta smussa, centimetrato, indicato per il recupero del campione.
- tappo di protezione ("safety") indicato per ricoprire la punta dell'ago ed evitare pericoli per l'operatore.
- tappo luer lock indicato per chiudere l'ago evitando la fuoriuscita di sangue.

L'HS TRAPSYSTEM® TRAY contiene i seguenti accessori: telo per campo sterile 60x60cm (2), telo per campo sterile con foro 60x45cm, telo bianco 40x40cm, provetta con formalina 10% 9ml, garze 7.5x7.5cm (10) e 5x5cm (5), cerotto 10x8cm, mini bisturi, siringa da 10ml con aghi ipodermici da 18Gx40mm (pre-filtrato) e 21Gx40mm, lidocaina 2% 10ml, applicatore con spugna, siringa da 20ml, vetrini sabbati 26x76mm (10), porta-vetrini 3 posti (2), busta zip porta-campioni 20x30mm, etichetta paziente.

HS TRAPSYSTEM® TRAY is a bone marrow biopsy kit with TRAPSYSTEM® SET.

Device Features:

- Jamshidi needle with tapered "fish mouth" tip (to easily penetrate the bone), depth marks and ergonomic handle with luer lock connector (it ensures safe grip and manoeuvrability and force distribution on the palm of the hand).
- removable stylet with pyramidal tip.
- Trapsystem device with tip designed to trap the sample into the Jamshidi needle avoiding the deflection technique.
- extraction wire with blunt tip intended for sample retrieval.
- safety cap intended for needle tip covering to avoid damages for personnel.
- luer lock cap.

The HS TRAPSYSTEM® TRAY includes:

drape 60x60cm (2), fenestrated drape 60x45 cm, white drape 40x40mm, formaline 10% 9ml, gauzes 7.5x7.5 cm (10), gauzes 5x5cm (5), adhesive bandage 10x8 cm, scalpel, syringe 10 ml, hypodermic needles 18Gx40mm (pre-filtered) and 21Gx40mm, lidocaine 2% 10ml, sponge applicator, 20ml syringe, sliders 26x76mm (10), 3 positions sliders holder (2), zip lock bag 20x30mm, data label.

| CODE | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|-------------|----------|--------|-----|
| TRAPJK 0810 | 8G | 100mm | 10 |
| TRAPJK 0815 | 8G | 150mm | 10 |
| TRAPJK 1110 | 11G | 100mm | 10 |

| CODE | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|-------------|----------|--------|-----|
| TRAPJK 1115 | 11G | 150mm | 10 |
| TRAPJK 1306 | 13G | 60mm | 10 |
| TRAPJK 1310 | 13G | 100mm | 10 |