

# INTRODUCER NEEDLE N TYPE

AGO INTRODUTTORE COASSIALE  
PER AGHI DA BIOPSIA E ALTRI DISPOSITIVI

*COAXIAL INTRODUCER NEEDLE  
FOR BIOPSY NEEDLE AND OTHER DEVICES*



# INTRODUCER NEEDLE N TYPE

AGO INTRODUTTORE COASSIALE PER AGHI DA BIOPSIA E ALTRI DISPOSITIVI  
COAXIAL INTRODUCER NEEDLE FOR BIOPSY NEEDLE AND OTHER DEVICES

**INTRODUCER NEEDLE N TYPE** è un ago introduttore per procedure percutanee.

**INTRODUCER NEEDLE N TYPE** is a coaxial introducer for percutaneous procedures.

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato a punta smussa.
- mandrino completamente estraibile a punta piramidale, con sistema di blocco.

## Device Features:

- needle with blunt tip, depth marks.
- removable stylet with pyramidal tip and locking system.

CODE	DESCRIPTION	BOX
IN1405N	50mm     introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN14060N	60mm     introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN14075 N	75mm     introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN14080 N	80mm     introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN14100 N	100mm    introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN14150 N	150mm    introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN14200 N	200mm    introduttore per ago 14G/introducer for 14G needle	10
IN1605 N	50mm     introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	10
IN16075 N	75mm     introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	10
IN16080 N	80mm     introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	10
IN16100 N	100mm    introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	10
IN16150 N	150mm    introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	10
IN16200 N	200mm    introduttore per ago 16G/introducer for 16G needle	10
IN1805 N	50mm     introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10
IN18075 N	75mm     introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10
IN18080 N	80mm     introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10
IN18100 N	100mm    introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10
IN18150 N	150mm    introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10
IN18200 N	200mm    introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10
IN18250 N	250mm    introduttore per ago 18G/introducer for 18G needle	10

*Consigliamo di utilizzare un introduttore più corto di 50mm rispetto all'ago. The introducer needle length should be 50mm shorter than the needle length.*