


IVS-IVH

CATETERE PER DRENAGGIO
PERCUTANEO E ALTRE PROCEDURE

PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER



IVS-IVH

CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO E ALTRE PROCEDURE PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER

IVS-IVH sono cateteri “tre-pezzi” per drenaggio percutaneo e altre procedure.

Caratteristiche del dispositivo:

- catetere realizzato in teflon trasparente.
- punta retta rastremata con foro terminale (IVS) e foro laterale (IVH).
- connettore luer lock.
- cannula di irrigidimento metallica a punta Quincke e mandrino perfettamente accoppiato.
- eccellente capacità di drenaggio.

IVS-IVH are three-pieces drainage catheters.

Device Features:

- transparent teflon catheter.
- straight tip with terminal hole (IVS) and lateral hole (IVH).
- luer lock connector.
- includes metal stiffening cannula with Quincke type tip and stylet.
- excellent flow rates.

| CODE | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|---|----------|--------|-----|
| IVS (catetere con foro in punta catheter with terminal hole): | | | |
| IVS 0415 | Fr.4 | 150mm | 10 |
| IVS 0420 | Fr.4 | 200mm | 10 |
| IVS 0425 | Fr.4 | 250mm | 10 |
| IVS 0430 | Fr.4 | 300mm | 10 |
| IVS 0515 | Fr.5 | 150mm | 10 |
| IVS 0520 | Fr.5 | 200mm | 10 |
| IVS 0525 | Fr.5 | 250mm | 10 |
| IVS 0530 | Fr.5 | 300mm | 10 |
| IVS 0615 | Fr.6 | 150mm | 10 |
| IVS 0620 | Fr.6 | 200mm | 10 |
| IVS 0625 | Fr.6 | 250mm | 10 |
| IVS 0715 | Fr.7 | 150mm | 10 |
| IVS 0720 | Fr.7 | 200mm | 10 |
| IVS 0725 | Fr.7 | 250mm | 10 |
| IVS 0730 | Fr.7 | 300mm | 10 |
| IVS 0815 | Fr.8 | 150mm | 10 |
| IVS 0820 | Fr.8 | 200mm | 10 |
| IVS 0825 | Fr.8 | 250mm | 10 |
| IVS 0830 | Fr.8 | 300mm | 10 |

| CODE | DIAMETER | LENGTH | BOX |
|--|----------|--------|-----|
| IVH (catetere con foro in punta e foro laterale catheter with terminal and lateral holes): | | | |
| IVH 0515 | Fr.5 | 150mm | 10 |
| IVH 0520 | Fr.5 | 200mm | 10 |
| IVH 0525 | Fr.5 | 250mm | 10 |
| IVH 0530 | Fr.5 | 300mm | 10 |
| IVH 0615 | Fr.6 | 100mm | 10 |
| IVH 0620 | Fr.6 | 200mm | 10 |
| IVH 0625 | Fr.6 | 250mm | 10 |
| IVH 0630 | Fr.6 | 300mm | 10 |
| IVH 0715 | Fr.7 | 150mm | 10 |
| IVH 0720 | Fr.7 | 200mm | 10 |
| IVH 0725 | Fr.7 | 250mm | 10 |
| IVH 0730 | Fr.7 | 300mm | 10 |
| IVH 0815 | Fr.8 | 150mm | 10 |
| IVH 0820 | Fr.8 | 200mm | 10 |
| IVH 0825 | Fr.8 | 250mm | 10 |
| IVH 09520 | Fr.9.5 | 200mm | 10 |