

LUN-FLEX

FILO GUIDA TIPO LUNDERQUIST

LUNDERQUIST TYPE GUIDEWIRE



LUN-FLEX

FILO GUIDA TIPO LUNDERQUIST

LUNDERQUIST TYPE GUIDEWIRE

LUN-FLEX è una guida per l'introduzione di cateteri percutanei.

Caratteristiche della guida:

- guida tipo Lunderquist, teflonata, idrofilica.
- tratto terminale flessibile (floppy) con punta a "J" (raggio 3mm).
- completa di contenitore "proteggi-guida" trasparente con dispositivo di posizionamento.

LUN-FLEX is intended to be used for percutaneous catheter introduction.

Guidewire features:

- Lunderquist type hydrophilic guidewire, PTFE-coated.
- floppy and 3mm "J" tip.
- with guidewire protector e positioning device.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
GLJ18100-H	0.018"	1000mm	10
GLJ32100-H	0.032"	1000mm	10
GLJ35100-H	0.035"	1000mm	10
GLJ38100-H	0.038"	1000mm	10