

MB SET

DISPOSITIVO PER AGO-ASPRAZIONE

DEVICE FOR FNAC



MB SET

DISPOSITIVO PER AGO-ASPRAZIONE

DEVICE FOR FNAC

MB SET è un dispositivo per ago-aspirazione della mammella e della tiroide.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato con punta lancet.
- siringa con alette che evita l'utilizzo dei dispositivi "a pistola".
- ottima manovrabilità.
- massima sensibilità.

HS UNICA is an automatic biopsy device for soft tissues that allows to obtain a cylindrical sample.

Device Features:

- lancet needle with depth marks.
- syringe with tabs makes unnecessary "gun" devices.
- optimum manoeuvrability.
- maximum sensitiveness.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
MB 2005	20G	50mm	20
MB 2007	20G	70mm	20
MB 2205	22G	50mm	20

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
MB 2207	22G	70mm	20
MB 2505	25G	50mm	20