

NI-FLEX

FILO GUIDA IN NITINOL

NITINOL GUIDEWIRE



NI-FLEX

FILO GUIDA IN NITINOL
NITINOL GUIDEWIRE

NI-FLEX è una guida per l'introduzione di cateteri percutanei.

Caratteristiche della guida:

- guida in nitinol, teflonata, idrofila.
- tratto terminale flessibile (floppy) con punta a "J" (raggio 3mm) o retta.
- completa di contenitore "proteggi-guida" trasparente con dispositivo di posizionamento.

NI-FLEX is intended to be used for percutaneous catheter introduction.

Guidewire features:

- nitinol hydrophilic guidewire, PTFE-coated.
- floppy and 3mm "J" or straight tip.
- with guidewire protector e positioning device.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
Punta a "J"/"J" tip			
NIPJ 18150-H	0.018"	1500mm	10
NIPJ 21150-H	0.021"	1500mm	10
NIPJ 35150-H	0.035"	1500mm	10
NIPJ 38150-H	0.038"	1500mm	10
Punta retta/Straight tip			
NIPR 35150-H	0.035"	1500mm	10
NIPR 38150-H	0.038"	1500mm	10