

PCA

Il modello VESSEL FUSER e il modello MULTI FLOW sono disponibili con il modulo PCA.

VESSEL FUSER PCA [CAPACITÀ 100 ML] [Box 5 pcs]

Codice INFP		Flusso	Flusso di chiamata	Tempo di chiamata	Capacità
Cod. INFP	105-15	0,5 ml	0,5 ml	15 min.	100
Cod. INFP	110-15	1 ml	0,5 ml	15 min.	100
Cod. INFP	120-15	2 ml	0,5 ml	15 min.	100
Cod. INFP	105-60	0,5 ml	0,5 ml	60 min.	100
Cod. INFP	110-60	1 ml	0,5 ml	60 min.	100
Cod. INFP	120-60	2 ml	0,5 ml	60 min.	100

BOLO: 0,5 ml a chiamata



VESSEL FUSER PCA [CAPACITÀ 300 ML] [Box 5 pcs]

Codice INFP		Flusso	Flusso di chiamata	Tempo di chiamata	Capacità
Cod. INFP	3202-30	2.0 ml/hr	2.0 ml	30 min.	300
Cod. INFP	3203-30	2.0 ml/hr	3.0 ml	30 min.	300
Cod. INFP	3402-30	4.0 ml/hr	2.0 ml	30 min.	300
Cod. INFP	3403-30	4.0 ml/hr	3.0 ml	30 min.	300

BOLO: 2 ml a chiamata
3 ml a chiamata



MULTIFLOW PCA [Box 5 pcs]

Codice	Flusso	Flusso di chiamata	Tempo di chiamata	Capacità
MF3BLUP2-30	MI/h 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 7,5	2.0 ml	30 min.	300
MF3BLUP3-30	MI/h 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 7,5	3.0 ml	30 min.	300

Codice	Flusso	Flusso di chiamata	Tempo di chiamata	Capacità
MP3PINKP2-30	MI/h 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 - 12	2.0 ml	30 min.	300
MP3PINKP3-30	MI/h 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 - 12	3.0 ml	30 min.	300