


# PEIT NEEDLE

AGO PER ALCOLIZZAZIONE

ALCOHOLIZATION NEEDLE



# PEIT NEEDLE

AGO PER ALCOLIZZAZIONE  
ALCOHOLIZATION NEEDLE

**PEIT NEEDLE** è un ago per iniezione percutanea di etanolo.

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago a punta chiusa piramidale con 3 o 6 fori laterali disposti a 120° (consente una necrosi completa).
- ago introduttore.
- ottima stabilità durante l'inserimento.
- raccordo con connettore luer lock per la connessione di una siringa.

**PEIT NEEDLE** is intended for percutaneous ethanol injection therapy.

## Device Features:

- needle with closed pyramidal tip and 3 or 6 lateral holes spaced of 120° (it allows a complete necrosis).
- introducer needle.
- no deflection.
- extension tube with luer lock connector for syringe connection.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
PEIT2108	21G	80mm	10
PEIT2115	21G	150mm	10
PEIT2120	21G	200mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
PEIT2115-6*	21G	150mm	10
PEIT2120-6*	21G	200mm	10