

PRECISA KIT

KIT CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO
TRU-CUT PER BIOPSIA ISTOLOGICA

*KIT WITH TRU-CUT SEMIAUTOMATIC DEVICE
FOR HISTOLOGICAL BIOPSY*



PRECISA KIT

KIT CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO TRU-CUT PER BIOPSIA ISTOLOGICA
KIT WITH TRU-CUT SEMIAUTOMATIC DEVICE FOR HISTOLOGICAL BIOPSY

PRECISA KIT è un kit completo di ago a ghigliottina per biopsia dei tessuti molli.

Caratteristiche del dispositivo:

- cannula centimetrata sganciabile con cono luer lock, per utilizzo sotto TC e prelievi multipli.
- mandrino rimovibile con intaglio da 20mm.
- mandrino aggiuntivo a punta piramidale per il posizionamento sotto TC (non disponibile per la misura 13G).
- impugnatura ad anelli per effettuare la biopsia con una sola mano, con finestra per la visualizzazione della dimensione del campione scelta (10 o 20mm).
- marker ecogeno interno.
- supporto per stereotassi.
- fermo di sicurezza.

Il PRECISA KIT contiene i seguenti accessori:

- composizione PRE####K-00:
telo per campo sterile 60x60cm (2), provetta con formolina 10% 9ml, garze 7.5x7.5cm (10), cerotto 10x8cm, mini bisturi, applicatore con spugna, ghiaccio istantaneo, siringa da 10ml con aghi ipodermici da 18Gx40mm (pre-filtrato) e 21Gx40mm, lidocaina 2% 10ml.
- composizione PRE####K-01:
telo per campo sterile 60x60cm (2), provetta con formolina 10% 9ml, garze 7.5x7.5cm (10), cerotto 10x8cm, mini bisturi, applicatore con spugna, ghiaccio istantaneo.

PRECISA KIT is a kit with a soft tissues tru-cut biopsy needle.

Device Features:

- *releasable cannula with depth marks and luer lock connector for multiple biopsies and biopsy under CT guidance.*
- *20mm sample notch removable stylet.*
- *additional pyramidal tip stylet for positioning under CT guidance (not available for 13G).*
- *two rings grip to perform procedures with one hand only; visualization of selected sample dimension (10 or 20 mm) through a dedicated aperture.*
- *inner echogenic marker.*
- *stereotactic spacer.*
- *safety block.*

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
PRE1307	13G	70mm	5
PRE1310	13G	100mm	5
PRE1407	14G	70mm	5
PRE1410	14G	100mm	5
PRE1415	14G	150mm	5
PRE1420	14G	200mm	5
PRE1610	16G	100mm	5
PRE1615	16G	150mm	5
PRE1620	16G	200mm	5
PRE1625	16G	250mm	5

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
PRE1807	18G	70mm	5
PRE1810	18G	100mm	5
PRE1815	18G	150mm	5
PRE1820	18G	200mm	5
PRE1825	18G	250mm	5
PRE1920	19G	200mm	5
PRE2010	20G	100mm	5
PRE2015	20G	150mm	5
PRE2020	20G	200mm	5

Codice Kit: aggiungere K-00 o K-01 alla fine del codice dell'ago
Kit code: add K-00 or K-01 at the end of needle code