

RACCORDO

RACCORDO PER CATETERI PERCUTANEI

PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER EXTENSION TUBE



RACCORDO

RACCORDO PER CATETERI PERCUTANEI
PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER EXTENSION TUBE

RACCORDO è un accessorio per cateteri percutanei per la connessione di sacche o siringhe.

Caratteristiche del dispositivo:

- raccordo trasparente con connettori luer lock maschio-femmina o connettore luer lock maschio e connettore ad imbuto.

RACCORDO is intended to be used with percutaneous drainage catheters for bags or syringes connection.

Device Features:

- transparent extension tube with male and female luer lock connectors or male luer lock connector and funnel connector

CODE	DIAMETER	BOX
4953	LLM-LLF – 300mm	100
4956	LLM-LLF – 600mm	100
09011002S	LLM-imbuto/funnel – 150mm	100