


TRAP DRILL® SET

ACCESSORIO PER TRAP DRILL

TRAP DRILL ACCESSORY



TRAP DRILL® SET

ACCESSORIO PER TRAP DRILL

TRAP DRILL ACCESSORY

TRAP DRILL® SET comprende una serie di accessori riutilizzabili per il TRAP DRILL.

Caratteristiche del set:

- impugnatura ergonomica dotata di frizione interna che consente all'operatore di non staccare la mano dal manipolo in fase di introduzione: accoppiandosi alla punta da trapano consente la sua introduzione per creare l'accesso all'osso.
- protettori per connettore luer lock: consentono di non danneggiare il cono dell'ago nell'eventualità di piccoli martellamenti.
- martello per un ulteriore avanzamento dell'ago.

TRAP DRILL® SET is an automatic biopsy device for soft tissues that allows to obtain a cylindrical sample.

Set features:

- ergonomic grip intended to be used with the drill point for its introduction.
- luer lock covers.
- hammer.

CODE	DIAMETER	BOX
TDS	Set riutilizzabile (martello, impugnatura, 2 protettori per luer lock)	1
	Reusable set (hammer, grip, 2 luer lock covers)	