

ECOJEKT® BS

AGO INTRODUTTORE INTRODUCER NEEDLE

ECOJEKT® BS è un ago introduttore per guide

Caratteristiche del dispositivo:

- ago a punta smussa, centimetrato
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con codice colore e punta a becco di flauto o piramidale

ECOJEKT® BS is a needle for guidewire introduction

Device Features:

- needle with blunt tip and depth marks
- removable colour coded stylet with whistle type tip or pyramidal type tip

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
Stylet with whistle type tip			
EBSP1815	18G	150mm	20
EBSP1820	18G	200mm	20
EBSP2120	21G	200mm	20
Stylet with pyramidal type tip			
EBSP1805	18G	50mm	20
EBSP1810	18G	100mm	20
EBSP1815	18G	150mm	20
EBSP1820	18G	200mm	20
EBSP2115	21G	150mm	20

FUTUREMADEPRESENT

